

Bilancia & peso nel sistema di gestione della qualità

Utilizza già tutti i moduli del pacchetto di precisione KERN per la massima accuratezza e affidabilità della bilancia?

Pachetto di precisione KERN

A norma ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

Bilancia	+	Certificato di calibrazione DAkkS per la bilancia	+	Aggiustamento/Verifica con pesi di prova KERN	+	Certificato di calibrazione DAkkS per il peso di prova	=	Massima affidabilità delle misurazioni
	+		+		+		=	 Bilancia non aggiustata, riconducibile
	+		+		+		=	 Bilancia aggiustata, peso non riconducibile
	+		+		+		=	 Bilancia aggiustata, non riconducibile
	+		+		+		=	 Bilancia aggiustata, piena riconducibilità

Informazioni & ordini: www.kern-sohn.com/qmb

Contattate il vostro rivenditore specializzato, che sarà lieto di fornirvi una consulenza completa.

i La calibrazione DAkkS (DAkkS = Ente tedesco di accreditazione) documenta la riconducibilità al campione di riferimento nazionale e soddisfa quindi i requisiti normativi concreti dei sistemi QM.

Riconoscimento internazionale: DAkkS/DKD COFRAC UKAS ACCREDIA SAS ENAC PCA AA uvm.

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Deutschland · Tel. +49 [0] 7433 9933-0 · www.kern-sohn.com

Waage & Gewicht im Qualitätsmanagement-System

Nutzen Sie bereits alle Bausteine aus dem KERN-Präzisionspaket für maximale Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Waage?

KERN-Präzisionspaket

nach ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

Waage	+	DAkkS-Kalibrierschein für die Waage	+	Justierung / Überprüfung mit KERN Prüfgewichten	+	DAkkS-Kalibrierschein für das Prüfgewicht	=	Maximale Zuverlässigkeit Ihrer Messungen
	+		+		+		=	 Waage nicht justiert, zurückgeführt
	+		+		+		=	 Waage justiert, Gewicht nicht zurückgeführt
	+		+		+		=	 Waage justiert, nicht zurückgeführt
	+		+		+		=	 Waage justiert, vollständige Rückführung

Informationen & Bestellung: www.kern-sohn.com/qmb

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, der Sie sehr gerne umfassend berät.

i Die DAkkS-Kalibrierung (DAkkS = Deutsche Akkreditierungsstelle) dokumentiert die Rückführung auf das nationale Normal und entspricht damit den konkreten normativen Anforderungen von QM-Systemen.

Internationale Anerkennung: DAkkS/DKD COFRAC UKAS ACCREDIA SAS ENAC PCA AA uvm.

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Deutschland · Tel. +49 [0] 7433 9933-0 · www.kern-sohn.com

Balance & weight in the quality management system

Do you already use all the modules of the KERN precision package for maximum accuracy and reliability of your balance?

KERN precision package				
As per ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...				
Balance	+ DAkKS calibration certificate for the balance	+ Adjustment/Validation with KERN test weights	+ DAkKS calibration certificate for the test weight	= Maximum reliability for your measurements
				 Balance not adjusted, traceable
				 Balance adjusted, weight not traceable
				 Balance adjusted, not traceable
				 Balance adjusted, completely traceable

Information & ordering: www.kern-sohn.com/qmb
Please contact your specialist dealer, who will be happy to provide you with comprehensive advice.

i The DAkKS calibration (DAkKS = German accreditation authority) documents traceability to the national standard and thus meets the specific normative requirements of QM systems.

International recognition:

Balance & poids dans le système de gestion de qualité

Est-ce que vous utilisez déjà tous les composants du paquet de précision KERN pour une exactitude et fiabilité maximales de votre balance?

Paquet de précision KERN				
conforme à ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...				
Balance	+ Certificat d'étalonnage DAkKS pour le balance	+ Ajustage / Contrôle avec des poids KERN	+ Certificat d'étalonnage DAkKS pour le poids	= Fiabilité maximale de vos mesures
				 Balance non ajustée, traçable
				 Balance non ajustée, poids non traçable
				 Balance ajustée, non traçable
				 Balance ajustée, traçable complet

Informations & commande: www.kern-sohn.com/qmb
Veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé qui se fera un plaisir de vous conseiller de manière détaillée.

i L'étalonnage DAkKS (DAkKS = Office allemand d'accréditation) documente le retour à la norme nationale et correspond ainsi aux exigences normatives concrètes de systèmes GQ.

Reconnaissance internationale: