

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Beratung.
Your partner for calibration services, test equipment management and support.

Justage auf den Aufstellungsort

Adjustment to the place of use

Kalibriergegenstand:
Calibration object

FOB 10K-3NL

Hersteller
Manufacturer

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Seriennummer
Serial no.

WOC23000510

Auftragsnummer
Order No.

2023-12345678

Auftraggeber
Customer

Mustermann GmbH
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
Deutschland

Ort der Justage
Place of adjustment

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland

Aufstellungsort
Place of use

Mustermann GmbH
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
Deutschland

Gravitation
Gravity

9,8128 m/s²

Die Bestimmung des Gravitationswertes erfolgt gemäß WELMEC 2, Common Application. Der dafür notwendige Breitengrad sowie die Höhe ü. NN. wird durch Geokodierung ermittelt.

The latitude as well as the altitude above sea level is determined by geocoding. The gravity value is determined according to WELMEC 2, Common Application.

Justierung
Adjustment

Die Justierung der Waage erfolgt unter Berücksichtigung der lokalen Gravitation (9,807632 m/s²) und des angegebenen Gravitationswertes.

The balance is adjusted taking into account the local gravity and the specified gravity value.

Verwendete Gewichte
Test weights used

10 kg, Klasse E2 (I2-123-2023-06)

Die Justage auf den Aufstellungsort wurde vom Kunden erwünscht. Die Waage wurde mit rückführbaren Normalen auf die angegebene Gravitation justiert. Gegen eine weitere Justage ist die Waage nicht gesichert.

The adjustment to the place of use was requested by the customer. The balance was adjusted using weights which are traceable to the national standards. The weighing instrument is not secured against a re-adjustment.



Datum
Date

20.09.2023

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Otto Grunenberg

Bearbeiter
Person responsible

Max Musterkalibrierer